

Leuchtpunktzusatz

DOCTER[®] point



Die treffsichere Alternative!

- Extrem geringe Stromaufnahme
- Komfortable Intensitätseinstellung am griffigen Stelldom
- Perfekte, spielfreie Schnellverstellung in Höhe und Seite
- Wasserfeste und staubdichte Ausführung
- Exakt zeichnender Leuchtpunkt, auch bei Tageslicht
- Sichere, schußfeste Montage am Objektiv
- Passend für nahezu alle Zielfernrohre, auch älterer Bauart



MADE IN GERMANY



Leuchtpunktzusatz - Die treffsichere Alternative



Zielfernrohre mit Leuchtabsehen sind für die Jagdausrüstung mittlerweile fast unentbehrlich geworden.

Bei vielen älteren oder in langjährigem Gebrauch befindlichen Zielfernrohren gibt es keine Leuchtabsehen; der Umbau gestaltet sich aufwendig und oft teuer oder ist nicht durchführbar.


Mit dem DOCTERpoint, einem nachrüstbaren Leuchtpunktzusatz, ist es dem Jäger möglich, sein vorhandenes Zielfernrohr sehr einfach mit einem Leuchtpunkt auszustatten.

Durch verschieden dimensionierte Montageringe wird es für den Jäger möglich, nahezu alle, auch ältere Zielfernrohre, mit dem DOCTERpoint zu komplettieren.

Auch sehr tief zum Lauf montierte Zielfernrohre können problemlos mit dem DOCTERpoint ausgerüstet werden, nur 2 mm genügen zwischen Zielfernrohr und Lauf für die perfekte Montage.

Der aus hochfester Aluminiumlegierung bestehende eloxierte Montagering wird mit 2 Innensechskantschrauben auf dem Objektivdurchmesser einfach und sicher montiert.

Der vor dem Objektiv befindliche Steg ist im Sehfeld nicht sichtbar. Der Jäger nimmt den exakten Leuchtpunkt im vorhandenen Absehen auf und das Auge des Schützen gleitet wie auf einem „roten Strahl“ über das Absehen zum Treffpunkt.



Mit den gerändelten und leicht zu bedienenden Stell-schrauben wird der Leuchtpunkt zum Absehen des Zielfernrohres justiert.

Am breiten Stellring der Leuchteinheit (Dimmer) ist die Intensität des eingespiegelten Leuchtpunktes exakt einstellbar - ganz auf die Lichtverhältnisse und den Wunsch des Jägers abgestimmt.

Technische Daten:

Abdeckung LP:	3,5 moa (10 cm/100 m)
Zirkularer Stellbereich:	± 1,5 Grad (± 270 cm)
Masse:	96 g (inkl. Montagering)
Batterie:	Lithium Zelle CR 2032

<i>Bestellbezeichnung</i>	<i>Montagedurchmesser am Objektiv (mm)</i>	<i>geeignet für Modelle der Dimension</i>
DOCTERpoint / 42	47,0 bis 48,0	6 x 42 / 3 -10 x 40
DOCTERpoint / 48	54,0	2,5 -10 x 48
DOCTERpoint / 50	56,0 bis 57,0	4 -12 x 50 / 2,5 -10 x 50
DOCTERpoint / 56	61,0 bis 62,5	3 -12 x 56 / 8 x 56

Ihr Fachhändler:

analytikjenaAG
optical solutions



Analytik Jena AG
Niederlassung Eisfeld
Coburger Straße 72
D-98673 Eisfeld
Tel.: (03686) 371-115
Fax: (03686) 322037
www.docter-germany.com